

Allumer, si nécessaire, les appareils.
Identifier le ou les **paramètre(s) mesuré(s)** ainsi que son (leur) **unité**.
Bien lire la fiche d'aide pour **comprendre** la procédure de mesure.
Réaliser des essais.

Ne pas comprendre ce qui est mesuré.
Ne pas tenir compte des consignes formulées par la **fiche d'aide**.

Respect des conditions d'utilisation du dispositif de mesure

En plus pour l'ExAO*
Vérifier les branchements :

- interface ExAO - ordinateur
- capteurs - interface
- Capteur - sonde

(*) : *Expérimentation Assistée par Ordinateur*

Pour l'ExAO et pour tout appareil de mesure géré par un logiciel.

Consulter la fiche d'aide à l'utilisation du logiciel pour savoir comment l'utiliser.

Régler, si nécessaire, les divers paramètres du logiciel qui doivent l'être.

Bien **enregistrer tout résultat** qui semble **intéressant** (pour éviter sa perte).

Quand la **mesure est terminée, traiter les données acquises** selon les indications de la fiche d'aide.

Oublier de paramétrer le logiciel.
Ne pas traiter les résultats pour les rendre plus lisibles.
Oublier d'enregistrer les résultats de mesure (traités ou non)

Utilisation maîtrisée du logiciel pour l'acquisition et la représentation des résultats

Délimiter dans l'espace de travail des zones pour

- le stockage du matériel et des produits
- les déchets ou matériel utilisé
- la manipulation proprement dite.

Identifier les divers boîtes, tubes... **en écrivant dessus.**

Organisation de l'espace de travail

Espace de travail **en désordre.**
Produits tombés sur la paillasse.

En plus pour l'ExAO
Ne pas masquer l'écran de l'ordinateur avec le matériel.

Eteindre et débrancher l'appareil de mesure.

Remettre l'appareil de mesure dans son **état initial.**

En plus pour l'ExAO

Retirer les capteurs de l'enceinte de mesure.

Nettoyer l'enceinte.

Fermer le logiciel.

Rangement en fin de manipulation

Partir en laissant l'appareil de mesure en l'état.

Partir en laissant la paillasse en l'état.

Jeter les déchets selon les consignes.

Séparer le matériel sale du propre.

Nettoyer la paillasse.